

販売店様

新商品のご案内

お客様のニーズを反映して、  
さらに使いやすくなった  
カンタン操作の補聴器誕生！

耳あか防止フィルター付イヤチップ採用

イヤチップを交換するだけで、詰まった  
耳あかも一緒に取り除く事ができるため、  
お客様自身で簡単にお手入れが  
可能になりました。

(従来品では、湿った耳あか等はイヤチップを通り抜け  
本体に詰まるため、その度に修理が必要でした。)



より肌色に近い  
新色を採用。  
さらに目立たない！

耳あなタイプ補聴器

軽度難聴用

イヤメイトは小さな話し声が聴き取りにくいなど、  
耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。  
(中・高度難聴の方には向きません)

オムロン イヤメイト

AK-04

メーカー希望小売価格

¥25,000(非課税)

医療用具許可番号13BZ2721



携帯ケース付

電池寿命が  
約18%アップ!

連続使用約2.20時間から約2.60時間へ。

スイッチONの  
簡単操作!

2万円台の  
お手頃価格!

売場展開例

店頭でのご販売を  
強力にバックアップする  
販促ツール



▲ AK-04 ダミー付紙POP  
POP.No DPD-R04

人にやさしく、地球にやさしく

皆様の健康づくりをサポートする健康機器メーカー  
として、オムロンは環境保護の大切さを考えます。  
商品だけでなく、店頭販促ツールにも、環境を  
配慮した素材を使用しております。




▲ イヤメイト大訴求POP  
POP.No DPA-RDAIS  
(単体商品POPは含まれません)

# 確実に伸びていく市場


## 高齢者の増加による需要拡大

補聴器の主な需要層である65歳以上の高齢者はますます増加しています。今後補聴器の市場は必然的に大きく伸びていきます。



## 大きな潜在市場

日本では現在、補聴器を必要としている人の約5人に1人しか実際には使用しておりません。これは欧米と比較しても半分以下のきわめて低い普及率となっており、大きな潜在市場があると言えます。



## 両耳装着の普及による需要拡大

補聴器を左右両方の耳に装着することにより、音の感覚(方向性や音質等)がつかみやすくなり、利便性が高まります。このことは、欧米では常識であり両耳装着の普及率は50~60%です。日本ではわずか15%という現状であり、両耳装着のメリットを浸透させていくことで需要の拡大が見込まれます。

### 両耳装着のメリット

#### 使いやすい

周囲のたくさんの音の中から、聴きたい音を選び出しやすくなる。

#### 安全

音の方向感や臨場感が増し、車のクラクションなどの音の方向がわかりやすくなる。

#### 耳に優しい

片耳装着に比べ、音量(ボリューム)は小さくすみ、片耳への負担が少なく音質も向上できる。

#### 便利

左右どちらから話しかけられても聞き取ることができる。

# こんな方におすすめです

### 軽度難聴用

小さな声が聞き取りにくい方  
補聴器の耳あか詰まりでお困りの方  
お手頃価格で両耳装着をお考えの方



オムロン  
**イヤメイト**  
AK-04

### 軽度～中等度難聴用

小さな声や普通の会話が聞き取りにくい方  
初めて補聴器を使う方  
小さな電池交換が面倒な方



オムロン  
**イヤメイト オートポケット**  
AK-21

#### 主な仕様

名称...オムロンイヤメイト 形式...AK-04 規準周波数...2500Hz 最大音響利得...29±5db 90db最大出力音圧レベル...109±5db、500Hz/108db(ピーク値/117db以下) 使用電池...空気電池 PR-41 電池寿命...約260時間 本体質量...1.8g(電池含む) 外形寸法...幅13.5×高さ24.9×奥行き10.3mm 付属品...携帯ケース(1)、ブラシ付ドライバー(1)、お試用電池(1)、イヤチップ S、M(ベント付)(本体取付済み)、L(ベント付)各1、取扱説明書 品質保証書付(1) 別売品...ブラシ付ドライバー ¥200、空気電池(6ヶ入) ¥1,200、イヤチップ(2ヶ入) ¥900(サイズ S、M(ベント付)、L(ベント付)) ベント付には小さな穴が開いており、密閉感を減らして自然の聴こえに近づけます。別売品の表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(税別)

医療用具許可番号13BZ2721号 JAN No.4975479502347

お断りなく仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。

## わからないことは何でも相談できる、充実・安心のバックアップ。



**オムロンお客様サービスセンター**

ダイヤルは正確に (健康相談室)

商品に関するご質問、ご相談、商品の使い方など専任のアドバイザーがきめ細やかに対応します。

フリーダイヤル

むろんオムロン

**0120-30-6606**

フリーファックス <通信料無料> **0120-10-1625**

受付時間(祝日を除く)月～金 9:00～19:00(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp>

札幌 011(271)7826 仙台 022(265)2734 大宮 048(645)8111 東京 03(3436)7092 横浜 045(411)7216  
名古屋 052(561)0621 大阪 06(6282)2572 広島 082(247)0260 高松 087(822)8521 福岡 092(414)3206